



МАШИНЫ АСЕПТИЧЕСКОГО РОЗЛИВА И УКУПОРКИ Marzocchi U 14

Фотографии

Детали продукта

категория:	продал
машина:	U 14
Код оборудования:	IT272
Сборка:	Marzocchi
Год сборки:	2001

описание



Полностью автоматическая начинка модели "U14"

Машина периодически вращается, работая на шести флаконах одновременно на следующих станциях: питание, опрокидывание, скульптуру, резку, опрокидывание, начинку, сварка, подсчет и выброс. В критических точках машины есть контакты по безопасности для немедленной резки в случае:

- флаконы не возвращаются в вертикальном положении перед заполнением.
- лампочка ломается во время заполнения.
- давление инертного газа (при использовании) опускается ниже установленного минимума.

Машина, предназначенная для обработки закрытых лампочек, также может обрабатывать открытые лампочки.

Машина может также заполнить лампочки для лиофилизированных и лампочки для сварки после лиофилизированной, так как это очень легко и быстро для оператора, чтобы отключить необходимые разделы, чтобы держать луковицы вертикально на протяжении всего цикла.

Скорость производства: от 4. от 000 до 14. в зависимости от объема, который должен быть заполнен и характеристики решения. Емкость доз: 0,1 мл. 20мл. Точность заполнения: 0,5% от объема dosed

Общие характеристики

Для высокой универсальности и простоты использования, машина была разработана со специальными устройствами, чтобы позволить очень простые операционные процедуры с одним оператором:

- Все регулировки расположены за пределами основного корпуса, легко доступны без разборки.
- Изменение размера луковиц может быть сделано без использования каких-либо инструментов; Чашки луковицы могут быть выпущены и заменены рукой оператора.
- Выпускные для правильного размещения всех секций основаны на высоте сварных флаконов.

Поэтому оператору очень легко внести необходимые коррективы в зависимости от размера флакона.

- Все детали, которые не доступны напрямую, оснащены техническими решениями, которые обеспечивают хорошую производительность машины, даже если нет возможности проведения необходимого технического обслуживания.

- Все детали, соприкасаемые с жидкостями, изготовлены исключительно из АИСИ 316 Л из нержавеющей стали, 321, тефлона и стекла.

- Все часто разобранные точки для очистки, стирки и стерилизации (насосные блоки, группа игл, система разрезов) имеют быстрое соединение типа.

Специфические особенности

Мощность: Стандартный парашют питания может быть заменен на другой специальных размеров для удовлетворения конкретных потребностей пользователей. Скульптура выполнена из специального диска, вращающегося на 7. 000 кругов. на отдельном трехфазном двигателе, оснащенном электронным преобразователем частот.

Заполнение: Если раствор требует удаления кислорода изнутри амполлы, для заполнения используются двойные стенки иглы. Инертный газ, поступающий в камеру между двумя иглами, делает вид полоскания на флаконе, прежде чем жидкость попадает в флакон (действуя как предгаз) и течет непрерывно во время заполнения до окончательного выхода игл.

Переключатель давления вырезает машину, если инертное давление газа опускается ниже установленного минимума.

Система отсосываемости регулируется так, что при заполнении больших объемов с высокой вязкостью продуктов, вы можете поддерживать высокую точность дозировки.

Поршневая стирка: Dosing поршни могут быть вымыты в каждой дозировке перспективе, чтобы плавная работа даже с насыщенными решениями, органические основные решения или, в целом, с решениями, которые в противном случае не позволяют гладкой заполнения цикла.

Сварка: система сварки тянуть-уплотнения, работа с пламенем газа и кислорода.

Регулирование газа и кислорода является отдельным, но уникальным для шести пламени.

Выброс: Сделано с устройством замедления, чтобы избежать любого шока перед полным охлаждением.

Сварные флаконы, после охлаждения, могут быть собраны случайным образом или положить в металлические лотки.

Размер этой системы может быть настроен, как для питания, для удовлетворения конкретных



INTIMAC S.R.L.

Via XXV Aprile, 8
21054 Fagnano Olona (VA) - Italia
Tel. +39 0331 1693557
email: inti@intisrl.it

потребностей пользователя.

Машина защищена по всему периметру кабиной, оборудованной дверями, чтобы иметь эффективную защиту, но в то же время легкий доступ.

Любая из дверей может случайно открыться во время работы, машина немедленно остановится.

Только сингулярная операция может активировать определенный режим работы для целей технического обслуживания, в котором машина может работать с открытыми портами безопасности.

Размер:

Чистый вес машины: кг. 800 или около того.

Валовой вес упакованной машины для доставки: кг. около 150,

Размер упаковки: mt. 2. 00 x 2. 00 x 2. 10 часов примерно.