






## ИНСПЕКЦИОННЫЕ МАШИНЫ ДЛЯ АМПУЛ И ФЛАКОНОВ BOSCH AIM 296

### Фотографии





**INTIMAC S.R.L.**  
Via XXV Aprile, 8  
21054 Fagnano Olona (VA) - Italia  
Tel. +39 0331 1693557  
email: [inti@intisrl.it](mailto:inti@intisrl.it)





## Детали продукта

<b>категория:</b>	ИНСПЕКЦИОННЫЕ МАШИНЫ ДЛЯ АМПУЛ И ФЛАКОНОВ
<b>машина:</b>	AIM 296
<b>Код оборудования:</b>	LB270
<b>Сборка:</b>	BOSCH
<b>Год сборки:</b>	2015

## описание





**INTIMAC S.R.L.**

Via XXV Aprile, 8  
21054 Fagnano Olona (VA) - Italia  
Tel. +39 0331 1693557  
email: inti@intisrl.it

Bosch AIM 296 флакон табак

Автоматическая машина для осмотра флаконов.

Вес:са. 3000кг

Данные о производительности: 400 V, 50 Гц, 4 КВт

Сжатый воздух: 4.9bar - 5.9bar

Потребление воздуха: са. 200 NL/мин

Экологические условия:

15 градусов C/25 градусов C

0 - 75% rF

Высота: 1000m

Размер: са. 3795 x 2210 x 2100 мм

Скорость: до са. 400 Amp./min (максимум); 21.4

Технология управления:

Аппаратная система:

PC: PC Industries

PLC: Система программного обеспечения Siemens S7:

Операционная система: Windows

Оперативное программное обеспечение: EMIS

о Аудит след

о Группы пользователей

Операцией можно управлять полностью с помощью сенсорной панели (HMI).

Скорость обработки: Max. 24,000 флаконов /ч (в зависимости от типа продукта)

Материалы инспекции: четкие и красочные решения

Размер флаконов:

10,75 мм плюс 0,15

Высота: 57.0mm

Дизайн:

Размещение в страховом покрытии 1.4301:

Цветное колесо плексигласа (снижение частоты света):

72 розетки на флакон

Системное оборудование

Ручная загрузка флаконов с лотков с помощью беговой дорожки

Инспекции:

2 системы SD-камеры

о Контроль частиц

о Контроль уровня заполнения

Флаконы вращаются, рентгеновские и проверяются после замедления

Приняты:

Доставка "хороших" проверенных флаконов

конпатированная система

Сортировка "хороших" проверенных флаконов в лотках

Удаление и разделение "нехорошо" проверенных флаконов в используемой области и заполнения лоток уровня

Дополнительный лоток для флаконов "unsake"

Оперативная безопасность:

INTERNALLY установлен UPS

Проверки:

Проверка выхода рецепта продукта:

Создание статистики на основе дня и закрытия партии

Создание отпечатков с помощью "внутреннего" принтера

**ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ:**

2 аварийных выключателя на системе



**INTIMAC S.R.L.**

Via XXV Aprile, 8  
21054 Fagnano Olona (VA) - Italia  
Tel. +39 0331 1693557  
email: [inti@intisrl.it](mailto:inti@intisrl.it)

---

Все порты с устройством отключения безопасности  
Остановка возможна с помощью подключенной системы