





## СТЕРИЛИЗАТОРЫ/ЛИОФИЛИЗАТОРЫ GETINGE GE 700X1450X1350-1

### Фотографии





## Детали продукта

<b>категория:</b>	СТЕРИЛИЗАТОРЫ/ЛИОФИЛИЗАТОРЫ
<b>машина:</b>	GE 700X1450X1350-1
<b>Код оборудования:</b>	22MF180



**INTIMAC S.R.L.**

Via XXV Aprile, 8  
21054 Fagnano Olona (VA) - Italia  
Tel. +39 0331 1693557  
email: inti@intisrl.it


---

**Сборка:** GETINGE

**Год сборки:** 2008

**описание**

---



Автоклав Getinge предназначен для стерилизации пористых или лабораторных материалов, способных выдерживать шов при высоких температурах, превышающих 100°C.

Автоклав поставляется со следующими технологическими циклами и испытательным оборудованием:

1. Вакуумный цикл
2. Испытание на утечку
3. Комбинация WarmUp и ALRT

Механический корпус

Фасадные панели

стерилизатор представляет собой встраиваемую установку с фасадными панелями только со стороны загрузки.

Материал: Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304).

Текстура передней поверхности: Тетраполированная Ra < 1,2 мкм.

Толщина 1,0 мм.

Погрузочная зона / зона заводских помещений Барьер

Барьер не требуется.

Сосуд под давлением

Высота загрузки: 300 мм от пола до дна камеры.

Камера

Внутренние размеры

Полезная ширина 700 мм

Полезная высота 1450 мм

Полезная глубина 1350 мм

Конструкция:

Поперечное сечение: Прямоугольная

Материал: Кислотостойкая нержавеющая сталь AISI 316L

Расчетное давление: 3 бар (g) и полный вакуум

Расчетная температура: 143 °C

Сварные швы: Роботизированная или полуавтоматическая, когда это возможно

Отделка внутренней камеры и портов

внутренняя поверхность отшлифована и отполирована до блеска

Внутреннее значение Ra 0,6 микрон

1 дверь

Конструкция: Полностью автоматическая, горизонтально-раздвижная

Открытие и закрытие: Автоматическое кнопочное управление

Управление дверью: Пневматический двигатель

Безопасность двери: Остановка и реверс при возникновении препятствий. Выключатель блокировки закрытия двери для предотвращения закрытия двери при необходимости доступа в камеру.

Внутренняя поверхность двери: нержавеющая сталь AISI 316L


Дверные штыри: нержавеющая сталь AISI 316

Требования к среде (коммунальным услугам)

Подробную информацию о размерах и потреблении смотрите на чертеже установки.

Требования:

Пар



**INTIMAC S.R.L.**

Via XXV Aprile, 8  
21054 Fagnano Olona (VA) - Italia  
Tel. +39 0331 1693557  
email: [inti@intisrl.it](mailto:inti@intisrl.it)

---

Подача сжатого воздуха  
Подача питьевой воды  
Подача охлажденной воды  
Конденсат