



контроль качества GE Healthcare Biacore 3000 SPR

Фотографии





Детали продукта

категория:	контроль качества
машина:	3000 SPR
Код оборудования:	22F290
Сборка:	GE Healthcare Biacore
Год сборки:	n/a

описание

GE healthcare Biacore 3000 SPR система поверхностного плазмонного резонанса br-1100-45 Система обеспечивает всестороннюю характеристику взаимодействия, отвечает на вопросы о константах скорости, сродстве, специфичности и определяет активную концентрацию компонентов. Уникальная способность восстанавливать и переносить партнеров по взаимодействию непосредственно на мишени MALDI для идентификации и дальнейшей характеристики делает систему весьма применимой для быстрой идентификации неизвестных интерактантов. - Упрощение и ускорение анализа с помощью разработки методов на основе мастера - Получение высококачественных данных о взаимодействии в режиме реального времени, что позволяет проводить кинетическую характеристику, определять аффинность, а также выявлять слабые или переходные связывающие вещества. - Восстановление и определение характеристик партнеров по взаимодействию с помощью интерфейса MALDI MS - Обработка до 192 образцов в автоматическом режиме - Дополнительный пакет GxP и услуги GE Healthcare Validation GxP Services поддерживают работу Biacore 3000 в соответствии с нормативными требованиями.

Температура анализа от 4°C до 40°C

Размеры (Д × Ш × В) 760 × 350 × 610 мм

Электрическое напряжение 100-120 В 220-240 В

Потребляемая мощность макс. 580 ВА

Вес нетто 50 кг/110 фунтов