






Lineas Completas Steriline Washer + Tunnel Steriline VSH02 + Filler Groninger KFGV251

Fotos









INTIMAC S.R.L.
Via XXV Aprile, 8
21054 Fagnano Olona (VA) - Italia
Tel. +39 0331 1693557
email: inti@intisrl.it






INTIMAC S.R.L.

Via XXV Aprile, 8
 21054 Fagnano Olona (VA) - Italia
 Tel. +39 0331 1693557
 email: inti@intisrl.it



| Vial size | Sterilizing air temperature °C | | | Sterilizing air speed ± 0.02 m/s | Convcyer belt speed when running + 3 mm/min |
|-----------|--------------------------------|---------|-----|----------------------------------|---|
| | Min | Setting | Max | | |
| 2R | 310 | 315 | 325 | 0.85 | 58 |
| 6R | 315 | 320 | 330 | 0.05 | 70 |
| 10R | 315 | 320 | 330 | 0.85 | 66 |
| 20R | 315 | 320 | 330 | 0.85 | 64 |
| 50II | 315 | 320 | 330 | 0.05 | 40 |



Detalles del producto

| | |
|----------------------------|--|
| Categoría: | Lineas Completas |
| Machine: | Washer + Tunnel Steriline VSH02 + Filler Groninger KFVG251 |
| Machine code: | 23-1123 |
| Fabricante: | Steriline |
| Año de fabricación: | 2008 |

Descripción

Descripción :

- Arandela + Túnel + Relleno para la ampliación de I + D o pequeña producción.
- Fecha de construcción: 2008
- Tiempo de ejecución : 231 horas solamente.
- Toda la documentación disponible (Técnica - FAT - SAT etc).

Compuesto por:

1. Modelo de arandela : Esterilizar RA-V2 -
2. Modelo de túnel de esterilización : Steriline STC20 -
3. Relleno : Groninger. Modelo KFVG 251. -
4. Formatos disponibles : 2R,6R,10R,20R y 50H