



Komplette Linien IMA F2000 - 400

Fotos





Angaben zum Produkt

Kategorie:	Komplette Linien
Maschine:	F2000 - 400
Maschinencode:	IT186 20-0023
Maschinenhersteller:	IMA
Baujahr:	2006

Beschreibung



IMA F2000 Sterifill - Komplette Linie zum Abfüllen, Stoppen und Verschließen steriler Flüssigkeiten
Komplett mit IMA ALU 400 *S/N SA-3044* Baujahr 2006, Drehtischen x2 (IMA PA1200HSE *S/N 036142*
Baujahr 2004), Vibrationsschale und Kapselheber. Bedienpulte, peristaltischer Pumpenwagen auf Rollen
(Watson & Marlow/Flexicon Peristaltische Pumpen x10)

Laminar Air Flow Unit x4 - Eine Auswahl an Ersatzteilen und allem anderen. Modell: F2000 - 400

Phial-Durchmesser (mm) DF Min. 14, Max. 56

Phial Höhe (mm) HF Min. 35, Max. 125

Kappendurchmesser (mm) DC Min. 13, Max. 28

Kappenhöhe (mm) HC: Max. 25

Dosiergruppen: bis zu 8 Stück

Dosierbereich: 0,25 - 100 ml

Produktion (Vials/min): bis zu 400

Standard-Spannung: 400 V

Der Sterifill F2000 eignet sich zum Abfüllen von flüssigen Lösungen in zylindrische Probengefäße und zum Einsetzen von Gummikappen.

Die Konstruktionskonzepte ermöglichen es der Maschine, die Probengefäße mit hoher Geschwindigkeit (bis zu 600 Stück/min) zu konditionieren.

Die Maschine eignet sich besonders für die Verarbeitung von Medikamenten unter aseptischen Bedingungen sowohl im traditionellen Klasse-100-Bereich als auch in isolierter Technologie.

Sechs Grundversionen der Maschine sind mit 6, 8 oder 12 Fülldüsen und verschiedenen Dosiersystemen (volumetrisch, Zeit/Druck, Nettogewichtsabfüllung, Peristaltik, Membranpumpen) erhältlich.

CIP/SIP-Systeme und die Option "no bottle no fill" sind ebenfalls Standard.

Die ergonomische Position der Bedieneinheiten ermöglicht die vollständige Belastung des Transportsystems mit dem Sterilisationsmittel, typischerweise VHP.

Durch die kompakte Bauweise kann die Maschine gegen eine Wand gestellt und somit nur von einer Seite bedient werden.

Dosierungskapazität: von 0,25 bis 500 ml.

Die Maschine beinhaltet eine Schnellhaltestation mit Edelstahlvakuumverteiler und Rulon 641 leicht abnehmbar und autoklavierbar.