



СТЕРИЛИЗАТОРЫ/ЛИОФИЛИЗАТОРЫ Steris GT500

Фотографии

Детали продукта

категория:	СТЕРИЛИЗАТОРЫ/ЛИОФИЛИЗАТОРЫ
машина:	GT500
Код оборудования:	IT369
Сборка:	Steris
Год сборки:	2002

описание



Емкость конденсации 500 кг
Особенности Многоформатные флаконы
Площадь полок 3,34 м²
Объем камеры 11500 л
Количество полок 18 + 1
Заявленные размеры полок составляют 136 x 198 = 2,69 кв.м каждая полка.
Полезная площадь полок составит 2,69 x 19 = 51,11 кв.м.
Система подъема полок гидравлическая
Грузоподъемность 30 тонн при 200 бар
Расстояние между полками 83 мм
Высота камеры 2950 мм
Глубина камеры 1685 мм
Ширина камеры 1982 мм
Тип охлаждающего азота
Стерилизация и удаление льда паром
CIP (система очистки на месте) ДА
Операционная система В прошлом Windows XP, а теперь эмулятор

Система ПЛК Rockwell PLC
2 Каскад компрессоров Холодильники первой ступени и замораживания второй ступени до минус 65
Тип фреона Фреон R23 и R410
Вакуумные насосы 2 (Модель Alcatel 2100)
Емкость вакуумного насоса
Подкачивающий насос 1
Год снятия с эксплуатации
С 2018 г.
Вес Лео ок. 60 тонн
Оборудовать SCADA + 11A4
Система SCADA Falcon
Гибрид системы заморозки с
Компрессоры и жидкий азот
Используется система жидкого азота
в качестве резервной копии на случай, если
компрессоры выходят из строя, поэтому
можно спасти
Силиконовое масло лео. Это масло имеет
Был осушен во время
Вывод оборудования из эксплуатации
Есть система под названием
«Пневматекс», входящий в
Оборудование. Предотвращает попадание воздуха
камера (это расширительный бачок)
Дверь одна дверь
Загрузка Ручная загрузка, из лотка со стержнями
Очистка камеры Автоматический цикл паром
Ручная очистка С помощью сиффона АСР, обычная очистка, чистая вода Кена, IPA
Система автоматической укупорки