



CPT-SF100N

Fotos





Maximum Dosing Disk Thickness

Maximum Dosing Disk Thickness

Capsule Size	#000	#00	#0el	#0	#1	#2	#3	#4	#5
Maximum Dosing Disk Thickness (mm)	25.3	23.8	23.8	21.8	20	17.5	16.5	14.5	10.6



Powder



Pellets
+
Powder
+
Pellets



Powder
+
Tablets



Pellets
+
Powder



Pellets
+
Tablets



Tablets
+
Tablets
+
Tablets

Angaben zum Produkt

Kategorie:	Kapselfüller/Kapselpolierer
Maschine:	CPT-SF100N
Maschinencode:	23-927



INTIMAC S.R.L.

Via XXV Aprile, 8
21054 Fagnano Olona (VA) - Italia
Tel. +39 0331 1693557
email: inti@intisrl.it

Maschinenhersteller: Sejong

Baujahr: n/a

Beschreibung

Anzahl der Löcher (Loch) 14
Max. Ausgabekapsel (Kapseln/Stunde) : Pulver 100
Umdrehung der Einheit (Einheit/min) 135
Bereich der Kapselgröße #00~#4 / #000, #5 (Option)
Leistung des Hauptmotors (kW) 2,2
Abmessungen (mm) T 1.710 (2.810) X B 1.480 (2.870) X H 2.220 (2.340)
Trichter Kapsel Trichter 44
Volumen (?) Pulverbehälter 30
Gewicht (kg) 2000
Stromversorgungsdaten 220 / 380 / 400 / 415 / 440 V, 50 / 60Hz, 3Phasen
Druckluft 6kg / cm³, 800L / min