






Komplette Linien Steriline Washer + Tunnel Steriline VSH02 + Filler Groninger KFVG251


Fotos









INTIMAC S.R.L.
Via XXV Aprile, 8
21054 Fagnano Olona (VA) - Italia
Tel. +39 0331 1693557
email: inti@intisrl.it






INTIMAC S.R.L.

Via XXV Aprile, 8
 21054 Fagnano Olona (VA) - Italia
 Tel. +39 0331 1693557
 email: inti@intisrl.it



Vial size	Sterilizing air temperature °C			Sterilizing air speed ± 0.02 m/s	Convcyer belt speed when running + 3 mm/min
	Min	Setting	Max		
2R	310	315	325	0.85	58
6R	315	320	330	0.05	70
10R	315	320	330	0.85	66
20R	315	320	330	0.85	64
50II	315	320	330	0.05	40



Angaben zum Produkt

Kategorie:	Komplette Linien
Maschine:	Washer + Tunnel Steriline VSH02 + Filler Groninger KFGV251
Maschinencode:	23-1123
Maschinenhersteller:	Steriline
Baujahr:	2008

Beschreibung

Beschreibung :

- Wascher + Tunnel + Füller für F&E-Scale-up oder kleine Produktion.
- Baujahr: 2008
- Laufzeit : 231 Stunden.
- Alle verfügbaren Dokumentationen (Technical - FAT - SAT etc).

Bestehend aus:

1. Wascher Modell : Steriline RA-V2
2. Sterilisationstunnel Modell : Steriline STC20 -
3. Füller : Groninger. Modell KFGV 251. -
4. Verfügbare Formate : 2R, 6R, 10R, 20R und 50H